

Monitor Fetal JPD300P - Jumper

JPD300P



El **Monitor Fetal JPD300P** de Jumper es la elección perfecta para una vigilancia precisa y avanzada durante el anteparto, proporcionando una experiencia de embarazo segura y tranquilizadora. Con funciones innovadoras y un diseño compacto, este monitor ofrece una conexión fiable tanto por cable como de forma inalámbrica, brindando comodidad y flexibilidad.

Característica del producto

- **Rendimiento Estándar:** Monitoriza la Frecuencia Cardíaca Fetal (FHR), Contracciones Uterinas (TOCO), y el Movimiento Fetal de manera automática para una evaluación completa.
- **Pantalla a Color TFT Plegable:** La pantalla de 90 grados ofrece dos modos de visualización: gráfico y de texto, facilitando la interpretación de los datos.
- **Almacenamiento de Datos las 24 Horas:** Guarda datos relevantes durante todo el día para un seguimiento completo del bienestar fetal.
- **Papel de Impresión Térmica de 152 mm:** Proporciona resultados precisos y detallados para un análisis más profundo.
- **Diseño Compacto y Portátil:** Fácil de transportar y usar en cualquier entorno clínico o en el hogar.



contacto@simmedical.cl



Lo Fontecilla 201 Local 4
Las Condes

Monitor Fetal JPD300P - Jumper

JPD300P



Característica del producto

- **Estimulador Acústico Fetal (FAS):** Integrado en el transductor FHR para estimular al feto dormido, acelerando la prueba de manera conveniente y patentada.
- **Transductor de Alta Sensibilidad y Resistente al Agua:** Garantiza mediciones precisas y duraderas.
- **Informe de Interpretación CTG:** Facilita la comprensión de los resultados para un monitoreo más efectivo.
- **Batería Incorporada de 4 Horas:** Ofrece movilidad sin restricciones para un uso conveniente.
- **Conexión por Cable e Inalámbrica:** Brinda versatilidad y conectividad a través de redes, adaptándose a diversas configuraciones clínicas.
- **Interfaz de Fuente Grande:** Facilita la lectura y navegación para una experiencia de usuario mejorada.
- **Interfaz Estándar:** Intuitiva y fácil de usar, permitiendo un acceso rápido a las funciones esenciales.



contacto@simmedical.cl



Lo Fontecilla 201 Local 4
Las Condes