



Muletas de diseño ergonómico

En aluminio anodizado de colores

El diseño curvo patentado de las muletas INDESmed consigue un ajuste total y un máximo confort, evitando la tendinitis y otros dolores mientras que el mango ergonómico acolchado en silicona evita las durezas en la mano.

¡Cuatro colores con los que no querrás parar de moverte!



Altura del usuario	Talla recomendada
185-195 cm	XL (h = 118 cm)
175-185 cm	L (h = 110 cm)
165-175 cm	M (h = 105 cm)
155-165 cm	S (h = 100 cm)

Contera de EPDM y Nylon 66

d1 7cm
d2 8cm
d3 9cm

Tu muleta se adapta a ti y no al revés

Elige tu talla en el cuadro y sorpréndete de cómo la exclusiva estructura curva y oval permite una regulación y adaptación exacta a tu cuerpo. El mismo sistema de ajuste elimina los molestos ruidos que hacen las muletas convencionales al andar.

Además, hay una gran gama de colores para el bastón y para la silicona del mango.

Sin tendinitis

Manteniendo la posición natural de tu muñeca se elimina la tendinitis y se evitan los dolores, sobre todo los producidos por el atrapamiento de los nervios mediano y radial.

El mango ergonómico reparte de manera óptima el peso sobre la palma de tu mano para que no aparezcan durezas, con un acolchado de silicona hipoalergénico y realmente suave.

La contera aumenta la seguridad gracias a su alto ángulo de contacto y al elevado coeficiente de fricción de la goma.



Elige el color de la silicona

Abrazadera ultraligera en ABS negro

Abrazadera y mango regulables de forma independiente

100 kg máx

www.indesmed.com

CE EN-ISO 11344-1:2007