

Fonendoscopio Littmann Classic III - Rosado Pastel

Diafragma sintonizable de doble frecuencia · Doble campana adulto-pediátrico · Garantía 5 años

Código: 70201808154 / 5910C



El Fonendoscopio Littmann Classic III Rosado Pastel se destaca como una herramienta indispensable para los profesionales de la salud que buscan rendimiento acústico superior, durabilidad y comodidad. Ideal para consultas médicas, urgencias y medicina ambulatoria, este estetoscopio ofrece una experiencia clínica excepcional en pacientes adultos y pediátricos.

Con más de 30 años de innovación, los fonendoscopios Littmann son reconocidos globalmente por su rendimiento acústico superior y durabilidad. Su tubo color Rosado Pastel aporta un estilo moderno y profesional, combinando diseño elegante con funcionalidad avanzada.

CARACTERÍSTICAS

- Diafragma sintonizable de doble frecuencia: escucha sonidos de alta y baja frecuencia ajustando la presión sobre la membrana
- Doble campana: versatilidad para explorar tanto a pacientes adultos como pediátricos
- Anillo antifrío para mayor confort del paciente durante la auscultación
- Auriculares ergonómicos ajustables, con olivas superblandas para aislamiento acústico y comodidad en turnos prolongados
- Tubos de última generación, resistentes a manchas, aceites de la piel y alcohol; libres de látex y ftalatos
- Tubo color Rosado Pastel, de diseño premium y estilo moderno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud total	69 cm
Peso neto	150 g
Tecnología de campana	Doble cara (Adulto-Pediátrico)
Material del diafragma	Epoxi/Fibra de vidrio
Diámetro del diafragma	4,3 cm (adulto) / 3,3 cm (pediátrico)
Peso de la campana	82 g
Color de la campana	Acero inoxidable con anillo Gris
Color del tubo	Rosado Pastel
Rendimiento acústico	8/10
Garantía	5 años

INDICACIONES

- Consultas médicas
- Urgencias
- Medicina ambulatoria
- Pacientes adultos y pediátricos

★ Incluye olivas de tamaño grande y pequeño, y repuesto del anillo antifrío.